



Silikonpolierer

Packung 100 Stück Rad, Stärke 3,2 mm, Ø 22 mm



Artikelnr.: 75648
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.26 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 80 mm
Länge: 129 mm

€ 80,78

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierer Rad, Stärke 3,2 mm, Ø 22 mm

Für die Vorpolitur von Keramik und Metall.

Vorteile

- Keine Schlierenbildung an der Keramik
- Ideal für den Übergang zwischen Metall und Keramik
- max. Drehzahl 15.000 U/min.