



Speikofil-Aqua

Flasche 40 g Pulver



Artikelnr.: 75783

Hersteller: Speiko Dr. Speier GmbH

Gewicht: 0.134 kg

Höhe: 125 mm

Breite: 51 mm

Länge: 51 mm

€ 79,87

Zzgl. MwSt.

Flasche 40 g Pulver

Universell einsetzbarer Glasionomerkement (Farbe B3).

- Für Unterfüllungen
- Zur Milchzahnbehandlung
- Als Aufbaufüllung
- Restaurationen im Frontzahnbereich
- Für Zahnhalskavitäten
- Zur Behandlung von Wurzelkaries
- Feste Bebänderung (KFO)
- SPEIKOFIL-AQUA wird mit Wasser angemischt
- Ein Dosierlöffel voll Pulver wird mit einem Tropfen Wasser aus der Tropfflasche gemischt