



Universalküretten

Stück Talon Tough, Columbia 4L-4R, deeper shank, post., Kunststoffg.



Artikelnr.: 75788

Hersteller: Young Microbrush

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 25 mm

Länge: 215 mm

€ 44,88

Zzgl. MwSt.

Stück Kürette Talon Tough, Columbia 4L-4R, deeper shank, posterior, Kunststoffgriff

- Talon Tough™ Technology - Besonders hochwertige Edelstahllegierung. Feine und präzise Instrumentenspitzen, speziell gehärtet für geringen Schleifaufwand und besonders lange Lebensdauer
- XP Technology® - Kein Nachschleifen und dadurch noch feinere Instrumentenspitzen. Mehr Komfort für Anwender und Patient durch immer korrekte Spitzengeometrie
- Universalkürette mit zwei Schneidekanten