



TOPDENT CrownMaster

Stück 22396



Artikelnr.: 75920

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.034 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 116 mm

Länge: 149 mm

€ 28,94

Zzgl. MwSt.

Stück Zange 22396

Kronenhaltezange aus hochhitzebeständigem Kohlefaser-Werkstoff, temperaturbeständig bis 150 °C.

Randschonend und ohne Kratzer an der Metalloberfläche.