



## Stopfer

Stück Breite 1,8 / 1,3 mm, tropfenförmig

---



Artikelnr.: 76016  
Hersteller: Carl Martin GmbH  
Gewicht: 0.029 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 45 mm  
Länge: 236 mm

**€ 22,86**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Stopfer Breite 1,8 / 1,3 mm, tropfenförmig

Der tropfenförmige Stopfer hat im Gegensatz zum klassischen Kugelstopfer den Vorteil, dass ein Verdichten des Füllungsmaterials erleichtert wird, da es nicht am Ansatz der Kugel festklebt.

PolyFill

Ob Komposit, Compomer, Glas-Ionomere oder Ceromere, durch die Formgebung, eine spezielle Hochglanzpolitur im Elektrolyseverfahren (reduziert ein Festkleben des Füllungsmaterials), verfügen Sie mit PolyFill über eines der modernsten Instrumente im Bereich der Adhäsivtechnik.