



scan`spray Lab

Spraydose 200 ml



Artikelnr.: 76116

Hersteller: Dentaco GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.22 kg

Höhe: 195 mm

Breite: 51 mm

Länge: 95 mm

€ 27,58

Zzgl. MwSt.

Spraydose 200 ml

Klassisches Scanningspray für das Dentallabor (extraoral). Gleichmäßige, intensive, leicht feuchte Anti-Reflexschicht. Trocknet in ca. 20 Sekunden aus.