



Watterrollenhalter

Packung 4 Stück



Artikelnr.: 76172

Hersteller: Polydentia SA

Gewicht: 0.011 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 46 mm

Länge: 60 mm

€ 35,71

Zzgl. MwSt.

Packung 4 Watterrollenhalter

Der Watterrollenhalter ist besonders als Hilfsmittel für die Kinderzahnmedizin geeignet und sorgt für ein trockenes und gut einsehbares Arbeitsfeld.

Vorteile

- Ideal wenn ein Kofferdam nicht platziert werden kann
- Auch für pädiatrische Anwendungen geeignet
- Für Ober- und Unterkiefer geeignet