



# Build Up Resin LC

Packug 2 x 3 g Spritze, 4 Spitzen



Artikelnr.: 76334

Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH

Gewicht: 0.025 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 36 mm

Länge: 173 mm

**€ 38,80**

*Zzgl. MwSt.*

**Packug** 2 x 3 g Spritze, 4 Spitzen

*Build Up Resin LC* gebrauchsfähiger, lichthärtender Modellierkunststoff für die Gußtechnik

- Problemlos von der Primärkonstruktion abzuheben
- Besticht durch seine Standfestigkeit
- Hohe Abformgenauigkeit
- Exzellente Gussergebniss
- Verbrennt absolut rückstandslos
- Ausgezeichnete Ausbrenneigenschaften
- Kein Einreißen der Muffel
- Lässt sich sehr gut beschleifen