



artBloc® Temp

Packung 2 Stück A3,5



Artikelnr.: 76410

Hersteller: Merz Dental GmbH

Gewicht: 0.32 kg

Höhe: 26 mm

Breite: 62 mm

Länge: 62 mm

€ 44,86

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Blöcke A3,5

Für die provisorische, präprothetische Versorgung im Front- und Seitenzahnbereich. Zur temporären Versorgung für Einzelkronen, Brücken und Sofortversorgungen bei Implantaten.