



Silikon Knetmasse Labor

Tube 35 ml Härterpaste rot



Artikelnr.: 76462
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.083 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 41 mm
Länge: 155 mm

€ 9,44

Zzgl. MwSt.

Tube 35 ml Härterpaste rot

Kondensationsvernetzendes Silikon mit sehr hoher Endhärte zum zahntechnischen Einsatzzweck (z. B. für Vorbisswälle, Ausblockungen oder Fixationen), knetbar, optimales Preis-/Leistungsverhältnis, hervorragend zu verarbeiten, klebefrei, hitzebeständig. Extrem hohe Shorehärte: 90.