



# RinsEndo Handstück

Packung 3 Adapter



Artikelnr.: 76555  
Hersteller: Dürr Dental SE  
Gewicht: 0.003 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 98 mm  
Länge: 186 mm

**€ 25,93**

*Zzgl. MwSt.*

## Packung 3 Adapter

RinsENDO ermöglicht jetzt effiziente chemische Wurzelkanal desinfektion. Effektive Entfernung von Debris und Krankheitskeimen bis zum Apex. RinsENDO Methode mit System. RinsENDO besteht nicht nur aus dem Handstück, das an die Turbinenkupplung angekoppelt wird, sondern auch aus behandlingsgerechtem Zubehör, das die volle Wirksamkeit sichert.

Einmalkanülen 0,45 x 28 mm mit maximaler Spüeffizienz Protectoren als Längenstopper und Schutz gegen austretende Spüllösungen RinsENDO Desinfektion für die Instrumentenhygiene.