



HANEL Shimstock-Folie, 8 μ m

Rolle 5 m lang, 8 mm breit, metallic



Artikelnr.: 76569

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 56 mm

Breite: 14 mm

Länge: 53 mm

€ 10,07

Zzgl. MwSt.

Rolle 5 m Folie lang, 8 mm breit, metallic

Zur Überprüfung der Kontaktpunkte für die präzise Endkontrolle. Die Shimstock-Folie ist eine Prüffolie ohne Farbbeschichtung. Bei normal geschlossenen Zahnreihen muss man die Folie zwischen den eingeschliffenen Kontakten gerade noch durchziehen können. Bei Muskeltonus wird die Folie festgehalten.