



Einmal-Pastenkanülen

Packung 100 Stück gelb, 0,9 x 23 mm mit Luer & Lock



Artikelnr.: 76749

Hersteller: medmix Deutschland GmbH

Gewicht: 0.165 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 96 mm

Länge: 190 mm

€ 8,29

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen gelb, 0,9 x 23 mm mit Luer & Lock

Die transcudent Pastenkanülen für Luer und Luer-Lock Einwegspritzen sind speziell für die Anwendung in parodontalen Taschen und für eine sanfte Applikation von Pasten konzipiert. Durch die abgerundete Spitze stehen sie für die präzise und schonende Abgabe von Materialien in sensible Bereiche. Die Pastenkanülen sind EO sterilisiert und gewährleisten die Anforderungen an Hygiene und Sicherheit. Sie haben einen Kunststoff-Sockel und sind ideal für den Gebrauch mit gängigen Luer und Luer-Lock Einwegspritzen geeignet. Die Kanülen sind leicht biegsam, was eine komfortable und genaue Platzierung während der zahnärztlichen Eingriffe ermöglicht. Diese Pastenkanülen sind eine zuverlässige Wahl für Fachleute, die Präzision und Sicherheit bei parodontalen Behandlungen suchen.

- Abgerundete Spitze für die Anwendung in parodontalen Taschen
- Kunststoffsockel, geeignet für Luer und Luer Lock Einweg-Spritzen
- Leicht biegsam
- EO sterilisiert