



Einmal-Spülkanülen Endo

Packung 100 Stück gelb, 0,5 x 42 mm



Artikelnr.: 76750

Hersteller: medmix Deutschland GmbH

Gewicht: 0.12 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 79 mm

Länge: 188 mm

€ 7,43

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen gelb, 0,5 x 42 mm

transcodent Endo Spülkanülen sind speziell hergestellt für eine präzise Spülung sowohl in Parodontaltaschen als auch im Wurzelkanal. Die EO sterilisierten Nadeln sind geeignet für den Einmalgebrauch mit Luer und Luer-Lock-Spritzen. Sie gewährleisten optimale Hygiene und Patientensicherheit. Die Endo Spülkanülen sind ideal für Dentalprofis, die zuverlässige, präzise und hygienische Einmalartikel schätzen.

- Spülung von Parodontaltaschen und Wurzelkanal
- Geeignet für Luer und Luer-Lock Einwegspritzen
- Steril (EO)