



# LS PolyFill Plasma+ Polier- /Kondensierinstrument

Stück Ø 1,5 / Breite 4,5 mm, Kugel / Ei-Form



Artikelnr.: 76878  
Hersteller: Carl Martin GmbH  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 44 mm  
Länge: 227 mm

**€ 33,18**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Füllungsinstrument Ø 1,5 / Breite 4,5 mm, Kugel / Ei-Form, LiquidSteel Griff

PolyFill Plasma+

- TITAN OXID Beschichtung
- NANO kristalline Oberflächenstruktur im PLASMA PVD<sup>2</sup> Verfahren
- Superhydrophob (Lotusblüteneffekt)
- Dunkelblaues Arbeitsende für perfekten Kontrast zum Füllungsmaterial
- ANTI Haft für alle Composite
- Extrem harte und kratzfeste Oberfläche
- Biokompatibel
- Autoklavierbar · thermodesinfizierbar

<sup>2</sup> PVD = Physical vapor deposition