



CURAPROX IAP System

Packung 12 Stück prime

Artikelnr.: 77083

Hersteller: Curaden Germany GmbH

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 58 mm

Länge: 101 mm

€ 7,86

Zzgl. MwSt.



Packung 12 Sonden prime

Mit der patentierten IAP (Inter Access Probing) Sonde wird der Interdentalraum einfach und exakt gemessen. So bestimmen Sie die optimale Größe der ID-Bürsten. Mit der schriftlichen IAC (Inter Dental Access Charting) Patienten-Instruktion wissen die Patienten genau, welche ID-Bürste wo zu verwenden ist. Die IAP Sonde passt in jeden CURAPROX UHS Halter. Die Sonde ist autoklavierbar bis 134 °C und somit für den Mehrfachgebrauch geeignet.