



## Modellier Compositeinstrument PolyFill

Stück Breite 2,0 / 1,5 mm, abgerundeter Kegel

---



Artikelnr.: 77240

Hersteller: Carl Martin GmbH

Gewicht: 0.029 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 48 mm

Länge: 223 mm

**€ 22,86**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Modellierinstrument Breite 2,0 / 1,5 mm, abgerundeter Kegel

Modellierinstrument in Form eines abgerundeten Kegels für die okklusale Ausarbeitung im Seitenzahngebiet.  
PolyFill

Ob Komposit, Compomer, Glas-Ionomere oder Ceromere, durch die Formgebung, eine spezielle Hochglanzpolitur im Elektrolyseverfahren (reduziert ein Festkleben des Füllungsmaterials), verfügen Sie mit PolyFill über eines der modernsten Instrumente im Bereich der Adhäsivtechnik.