



MIRAJECT® PL SUPER

Packung 100 Stück Ø 0,9 x 22 mm



Artikelnr.: 77244

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.139 kg

Höhe: 40 mm

Breite: 80 mm

Länge: 185 mm

€ 7,62

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Nadeln Ø 0,9 x 22 mm

Stumpfe Luer Applikationskanüle.

- Zur Applikation von Flüssigkeiten, Gelen und zur Spülung von besonders weiten Wurzelkanälen
- Steril verpackt
- Biigsam
- Für Spritzen mit Luer-Ansatz