

# Hygopac

Stück inklusive Zubehör

---



Artikelnr.: 77260  
Hersteller: Dürr Dental SE  
Gewicht: 10 kg  
Höhe: 328 mm  
Breite: 320 mm  
Länge: 555 mm

**€ 1.594,66**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Durchlaufsiegelgerät inklusive Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, 5 Dürr Hygofol 7,5 x 30 KBOS, 5 Dürr Hygofol 10 x 30 KBOS, 5 Dürr Hygofol 15 x 30 KBOS

- Durchlaufsiegelgerät gemäß DIN EN 868 für die normgerechte Versiegelung von Sterilisierverpackungen wie beispielsweise Hygofol-Klarsichtsterilisierverpackungen nach EN ISO 11607-1
- Optimaler Anpressdruck, stufenlose Temperatureinstellung für optimale Siegelnahtqualität
- 9 mm Siegelnahtbreite
- Fließbandprinzip – für schnelles und permanentes Arbeiten, Durchlaufgeschwindigkeit 5,3 m/Minute
- Das Gerät ist platzsparend und durch seine kompakte Bauweise äußerst langlebig