

Ivoclar Vivascan



Artikelnr.: 773853

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- Intraoralscanner – ultraleicht und ergonomisches Design
- Plug & Play – Verbindung zum Notebook/PC mit nur einem USB-Kabel
- 15 mm Tiefenschärfe
- Scanhülsen in 2 Größen, bis zu 300 x autoklavierbar
- Zwei-Tasten Steuerung -
- Kariesdiagnostik Funktion
- Integrierte HD-Kamera zur Falldokumentation
- Integrierte Zahnfarben Messung
- Ivoclar Cloud – Zur Datenübertragung an das Labor - Kostenlos
- 1 Jahr Garantie
- Inkl. Auslieferung, Einweisung und Support durch die Firma Ivoclar

50% Rabatt auf die erste Aligner Behandlung bei unserem Kooperationspartner. Weitere Info erhalten Sie durch unseren Außendienst oder unter www.oxaligner.com

¹ Scan-Software zum Datenversand an externe Fertigungspartner

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Dell High Perfomance Notebook

In Kombination mit einer Schleif-/Fräsmaschine kann die Mehrwertsteuer in Abstimmung mit dem Finanzamt über die USt.-Erklärung erstattet werden.