

Sprintray Pro 95s



Artikelnr.: 774518
Hersteller: SprintRay Europe GmbH

€ 8.090,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- Sprintray Pro95 S
- Smarte Bedienung über Touchscreen
- **MDR-konforme Prozesskette** zum Druck von Biokompatiblen Materialien der Klassen 1a & 2a
- Hochauflösender 3D-Druck mit Digital Light Processing (DLP) Technologie
- Extra Großes Druckvolumen: 18,2 cm x 10.2 cm x 20 cm
- 100% ausgewogene Lichtleistung
- Extra stabiles Chassis
- Softwaregesteuertes Klebeprotokoll – ermöglicht die Anpassung der Aushärtungsschichten für einzelne Harze
- RFID-Chip – zur Lebensdauerverfolgung des Resintanks
- Große Indikationsvielfalt
- 95-?m-Projektor mit 405-nm, 1080P FHP Projektor
- Auflösung - Z-Achse: 50, 100, 170 μ / X Y- Achse 95 μ

Optionen und Dienstleistungen:

RayWare Software	inkludiert
SprintRay Pro Wash and Dry (Art. 775104)	€ 1.990,- zzgl. MwSt.
SprintRay ProCure 2 (Art. 775123)	€ 2.750,- zzgl. MwSt.

2 Jahre Protection Plan für Pro95 S	€ 1.742,- zzgl. MwSt.
2 Jahre Protection Plan für Pro95 S & Pro Wash and Dry & ProCure 2	€ 2.785,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und Einweisung (4Stunden)	€ 950,- zzgl. MwSt.

Zubehör:

SprintRay Pro 95S Resintank 4.0	€ 350,- zzgl. MwSt.
SprintRay Pro 95s Platform	€ 350,- zzgl. MwSt.
Crown Kit Build Platform	€ 825,- zzgl. MwSt.
Crown Kit Resin Tank	€ 425,- zzgl. MwSt.
Isopropanol 99,9% 5 Liter, Zur Reinigung der gedruckten Objekte	€ 26,- zzgl. MwSt.