



## T&F Hybrid Points FG 925

Packung 6 Stück gelb ultra fein, FG, Figur 7404, 3 mm, ISO 014



Artikelnr.: 77535

Hersteller: Shofu Dental GmbH

Gewicht: 0.026 kg

Höhe: 31 mm

Breite: 26 mm

Länge: 62 mm

**€ 34,20**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 6 Schleifer gelb ultra fein, FG, Figur 7404, Kopflänge: 3 mm, ISO 014

*T&F Hybrid Points* Feinstkorndiamantschleifkörper zum Finieren von Zahnschmelz, Keramik und Komposit. *T&F Hybrid Points* mit ihren ultrafeinen Diamantpartikeln erfüllen die Anforderungen moderner, ästhetischer Zahnheilkunde hinsichtlich minimaler Korrekturen und bester Vorbereitung zur Politur. Die Instrumente sind in 10 unterschiedlichen Formen und Größen für die verschiedensten Präparationsschritte erhältlich und einzeln in Kunststoffbehältern verpackt.

Anwendungsbereiche IN DER ZAHNARZTPRAXIS

- Finieren von Kompositen
- Feinste Korrekturen an Zahnschmelz und Keramik

Vorteile

- Exakte, gleichmäßige Verteilung feinsten Diamantpartikel
- Computergesteuertes Herstellungsverfahren
- Konstante Schleifleistung
- Ideales Oberflächenfinish vor der abschließenden Politur
- Präzisionsrundlauf

Einsatzbereich

- Zahnschmelz, Keramik, Komposit
- Drehzahl empf. 300.000 - 450.000 U/min. AD 0 - 0,8 N