




TOPDENT Plaster-Cut Maxi

Stück Maxi, unmontiert, rot fein, 40 mm x 0,3 mm



Artikelnr.: 77925

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.012 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 42 mm

Länge: 43 mm

€ 48,61

Zzgl. MwSt.



Stück Scheibe Maxi, unmontiert, rot fein, 40 mm x 0,3 mm

Diamantscheiben für Sägestümpfe zum Trennen von Zahnkränzen bei Gipsmodellen. Drehzahl 5.000 - 10.000 min⁻¹