



# Silverspacer

Flasche 20 ml



Artikelnr.: 77966

Hersteller: Benzer Dental AG

Gewicht: 0.034 kg

Höhe: 76 mm

Breite: 26 mm

Länge: 26 mm

**€ 21,97**

*Zzgl. MwSt.*

## Flasche 20 ml

Ergibt den gewünschten Freiraum für den Zementspalt. Mechanisch hochresistenter Stumpflack, immun gegen alle Isoliermittel. Der Lack enthält metallische Füllstoffe genau normierter Korngrösse, welche sich auch an Kanten und Spitzen basisanalog anlagern (siehe Skizze). Daraus ergibt sich ein überall gleichmässig dicker Film von ca. 15-20 Micron pro Anstrich, der sich durch eine überaus feine und glatte Oberfläche auszeichnet. Der Lack ist wärmebeständig bei Tauch- oder Tiefziehverfahren und schnelltrocknend.