



Intra Oral Porcelain Adjustment Kit

Packung 3 Diamanten, 6 Polierer



Artikelnr.: 77991

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 119,27

Zzgl. MwSt.

Kit 3 Diamanten (820F FG, ISO 016, 833F FG, ISO 023, 890F FG, ISO 010), 6 Polierer (9743G grün grob, RA, ISO 040, 9744G grün grob, RA, ISO 060, 9743M blau mittel RA, ISO 040, 9744M blau mittel RA, ISO 060, 9743F rosa fein RA, ISO 040, 9744F rosa fein, RA, ISO 060)

Dieser Satz bietet eine breite Auswahl an speziellen Instrumenten für das intraorale Bearbeiten, Finieren und Polieren von Keramikrestorationen. Der Diamantschleifer 820F gestattet die sichere und schnelle Entfernung von überschüssigem Material im Interdentalbereich. Zur Verbesserung der Anatomie und der Zwischenräume im Molarenbereich wurde der Feinkorndiamant 890F entworfen. Figur 833F bietet die Chance zum effizienten Finieren sowohl von Frontzähnen (palatinal / lingual) und Okklusal-Flächen, als auch von Molaren. Für die perfekte Politur der Restorationen sind Diamant-Porzellan-Polierer in zwei Formen und drei verschiedenen Körnungsarten im Satz enthalten.