



## BC-San 100

Karton 12 x 100 ml Flasche



Artikelnr.: 78065

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 1.478 kg

Höhe: 121 mm

Breite: 129 mm

Länge: 170 mm

**€ 30,33**

*Zzgl. MwSt.*

**Karton 12 x 100 ml Flasche**

Lösung zur viruziden Abschlussdesinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Lichtleiter, Polymerisationslampen, Köpfe von Intraoralkameras/-scanner, sowie zur Desinfektion/Aufbereitung von Tuchspenderboxen und Druckflaschen (1 – 1,5 L) unabhängiger Betriebswasserversorgungssysteme wie z. B. das ALPRO-BCS (BottleCareSystem).