



## ProfiLab Vorpolierer

Packung 12 Stück HP, gezahnt, Ø 22 mm

---



Artikelnr.: 78316

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.061 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 63 mm

Länge: 75 mm

**€ 19,21**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 12 Bürsten HP, gezahnt, Ø 22 mm

Vorpolitur Kunststoffe, Edelmetall/NEM/Modellguss. Bis 15.000 U/min. Poliermittel: Bimsstein/ProfiLab Polierpaste.