



Benda® Brush Regular

Sortiment 4 x 36 Stück sortiert, mini, weiße Borsten



Artikelnr.: 78365

Hersteller: Centrix Incorporated

Gewicht: 0.193 kg

Höhe: 158 mm

Breite: 59 mm

Länge: 57 mm

€ 37,86

Zzgl. MwSt.

Sortiment 4 x 36 Applikatoren sortiert, mini, weiße Borsten

Benda® Brush Applikatoren sind die originalen biegbaren Brush Applikatoren. Normalerweise verwendet mit Aufhellungs-, Ätz-, Bondingmitteln, Versieglern, Desensibilisierern, Adhäsiven und Kompositen. Zubehör für Onyx Ätzgel.