



Polierbürsten

Stück Kunststoffkern, Qualität "Standard" 2-reihig, 26/Ø 55 mm spitz



Artikelnr.: 78441
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.013 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 53 mm
Länge: 53 mm

€ 1,41

Zzgl. MwSt.

Stück Bürste mit Kunststoffkern, Qualität "Standard" 2-reihig, 26/Ø 55 mm spitz

Besonders geeignet für das Polieren von Interdentalräumen und an Kunststoffprothesen. Schmale Bürste für präzise Polierarbeiten. Zwischenräume der Bürste sorgen für Kühlwirkung. Weiche Borsten verhindern starke Abrasion. Maximale Drehzahl = 4.000 U/min.