



## Ehodit

Sack 25 kg Gips blau

---



Artikelnr.: 78536

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 25 kg

Höhe: 165 mm

Breite: 445 mm

Länge: 630 mm

**€ 31,12**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Sack 25 kg Gips blau

Wird für Laborarbeiten verwendet, bei welchen der Modellhartgips zu hart und der einfache Modellgips zu weich ist. Ehodit ist besonders auf die Verarbeitung mit Kunststoffen abgestimmt. Es werden damit die besten Resultate erzielt und das Ausbetten wesentlich vereinfacht. Anwendungsempfehlung: Kunststoffprothetik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen, Situationsmodelle.