



# Chirurgie Fräser HM 33T

Packung 2 Stück HP, Figur 415, 5,2 mm, ISO 016



Artikelnr.: 78711

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 69 mm

Länge: 71 mm

**€ 16,53**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Fräser HP, Figur 415, Kopflänge: 5,2 mm, ISO 016

Chirurgiefräser aus Hartmetall. Die besonders schnittfreundige und effiziente Verzahnung dieser Instrumente sowie die gezielt ausgerichteten Drallwinkel ermöglichen ein breites Einsatzgebiet der Instrumente im Rahmen der oralen Kieferchirurgie.

- Schonende chirurgische Knochenbearbeitung (z.B. Wurzelspitzenresektionen, Freilegen und Zertrennen retinierter Zähne, Präparieren eines Knochendeckels sowie zur generellen Osteotomie in Knochensubstanz)
- Zertrennung von Zahnhartsubstanz, insbesondere Zahnwurzeln
- Axiales Eindringen in den Knochen möglich (z.B. bei Wurzelspitzenresektion)
- Schnittfreundige Verzahnungen
- Bessere Sicht auf das Arbeitsfeld durch schlanken Hals
- Arbeitsteile mit reduziertem Durchmesser für schmale Osteotomien
- Sehr vibrationsarm aufgrund optimierter Rundlaufeigenschaften
- Kieferchirurgie

Drehzahlen

- ISO 010-025 - 50.000 U/min.
- ISO 027-029 - 45.000 U/min.
- ISO 031-037 - 40.000 U/min.
- ISO 040-045 - 30.000 U/min.
- ISO 050-070 - 20.000 U/min.