



Saugeraufsatz nach Coupland

Stück 18-575-05-01, 90 mm, Ø 1,5 mm



Artikelnr.: 78737
Hersteller: Gebrüder Martin
Gewicht: 0.136 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 167 mm
Länge: 268 mm

€ 20,65

Zzgl. MwSt.

Stück Aufsatz 18-575-05-01, 90 mm, Ø 1,5 mm

- Stahl 18/8 martinit
- Antimagnetisch
- Rostfrei
- Säurebeständig