



## Diamantscheibe 396

Stück Bogenperforation, rot fein, HP, Figur 396, 0,15 mm, ISO 220



Artikelnr.: 78757  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 37 mm

**€ 13,90**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Scheibe Bogenperforation, rot fein, HP, Figur 396, 0,15 mm, ISO 220

Superflex. Scheibe mit Bogenperforation in feiner Diamantkörnung, zum feinen Separieren und Konturieren von Keramik. Vorteile - hohe Abtragsleistung, hohe Flexibilität, gute Durchsicht, vermeidet Schleiffacetten.

- Max. Drehzahl 15.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik