



seal check

Packung 100 Stück



Artikelnr.: 78835

Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.102 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 74 mm

Länge: 193 mm

€ 50,84

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Teststreifen

Für die regelmäßige Funktionsprüfung (z. B. wöchentlich) kann der *MELAG Seal Check* verwendet werden. Nach erfolgreicher Erstellung der Siegelnaht wird der Teststreifen mit den Gerätedaten, dem Datum und dem Namen der verantwortlichen Person versehen und als Nachweis praxisintern abgeheftet. Die periodische Überprüfung des Siegelprozesses kann bei MELAG erfolgen. Dabei kann mit einem speziellen Testgerät eine Festigkeitsprüfung der Siegelnähte durchgeführt werden.