



## CIRCOOL LAB

Stück blau mittel, HP, Figur 372, ISO 110

---



Artikelnr.: 78889  
Hersteller: DFS-DIAMON GmbH  
Gewicht: 0.629 kg  
Höhe: 9 mm  
Breite: 19 mm  
Länge: 55 mm

**€ 17,61**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Schleifer blau mittel, HP, Figur 372, ISO 110

Diamantschleifkörper zur Trockenbearbeitung von Zirkon.

- Drehzahl (ISO 035 - 060) 3'-15.000 U/min.
- Drehzahl (ISO 110) 3'-10.000 U/min.
- Drehzahl (ISO 170) 3'-8.000 U/min.