



# Panoclar® Typ 81

Packung 100 Stück



Artikelnr.: 78909  
Hersteller: BEYCODENT  
Gewicht: 1.036 kg  
Höhe: 65 mm  
Breite: 160 mm  
Länge: 230 mm

**€ 59,44**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 100 Filmtaschen

*Panoclar® Typ 81* für 12 Zahnfilme hoch und quer einsteckbar.

- Format DIN A5
- Abtrennbar mit Perforation
- Kein Herausfallen der Filme
- Taschen mit Stecklasche