



# gigasept instru AF Kanister 5l

Flasche 2 Liter

---



Artikelnr.: 78940

Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Gewicht: 2.138 kg

Höhe: 313 mm

Breite: 81 mm

Länge: 156 mm

**€ 41,48**

*Zzgl. MwSt.*

---

## Flasche 2 Liter

Desinfektion und Reinigung für chirurgische Instrumente, Anästhesiezubehör, usw.

- Umfassende mikrobiologische Wirksamkeit (bakterizid, mycobakterizid, levurozid, begrenzt viruzid)
- Aldehydfrei
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet