

SONOREX DIGITEC DT 102 H

Stück mit Heizung



Artikelnr.: 78941

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 5.079 kg

Höhe: 395 mm

Breite: 280 mm

Länge: 490 mm

€ 998,06

Zzgl. MwSt.

Stück Ultraschallbad DT 102 H mit Heizung

Das DT 102 H ist das leistungsstärkste Ultraschallbad mit Heizung für die Instrumentendesinfektion und -reinigung, Zement-, Gips- und Alginateentfernung sowie Reinigung von Abdrucklöffeln. Das Gerät ist mit einer integrierten Degas-Funktion, einer hartverchromten Schwingwanne sowie einem Ablauf zur leichteren Entleerung ausgestattet, es bietet 50 % mehr Leistung und eine 3 Jahre Langzeitgarantie. Einstellbarer Temperaturbereich: 20-80 °C, eine Warn-LED signalisiert Übertemperatur. SweepTec gewährleistet ständige Schallfeldoszillation für eine gleichmäßige und schonende Reinigung. Ein Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb vereinfacht Laborroutinen, 12 Stunden nach dem letzten Tastendruck erfolgt eine automatische Sicherheitsabschaltung. Die ebene DIGITEC-Bedienoberfläche lässt sich einfach und bequem reinigen und desinfizieren.