



GC FREEGENOL TEMPORARY

Packung 55 g Base, 20 g Katalysator, 5 g Cleaner



Artikelnr.: 79136

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.13 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 63 mm

Länge: 128 mm

€ 38,80

Zzgl. MwSt.

Packung 55 g Base, 20 g Katalysator, 5 g Cleaner

Freegenol ist ein eugenolfreier Befestigungszement für die temporäre Zementierung indirekter Restaurationen. Er ist vollständig kompatibel mit Acrylkunststoffmaterialien und kann gefahrlos mit diesen verwendet werden.

Freegenol ist biokompatibel mit Zahnstruktur und Gewebe, einfach zu verarbeiten und hat nach der Anmischung eine glatte, cremige Konsistenz.