



Heatless Steine

Stück Ø 25 mm, 2 mm, max. Geschwindigkeit 15.000 U/min.



Artikelnr.: 79196
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 3 mm
Breite: 20 mm
Länge: 21 mm

€ 0,64

Zzgl. MwSt.

Stück Heatless Stein Ø 25 mm, 2 mm, max. Geschwindigkeit 15.000 U/min.

Zum Schleifen von künstlichen Zähnen, Acryl oder Metallen im Labor oder Praxislabor. Für grobe Vorarbeiten.
Geeignet für alle Dental-Legierungen und Kunststoff.