

Thomas M1 Classic



Austauschaktion

Artikelnr.: 792128

Hersteller: Thomas Dentalgeräte GmbH

€ 26.400,00

Zzgl. MwSt.

Austauschaktion

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- 3-Funktionsspritze
- Lichtturbineneinrichtung LED
- Lichtmotor Bien-Air MX2 LED, kollektorlos (100 – 40.000 U/min)
- Zahnsteinentfernungsgerät LED
- Spüleinsatz für Instrumente nach RKI
- Edelstahlauflage für 2 Normtrays

Assistenzelement:

- 3-Funktionsspritze
- Großer und kleiner Sauger
- Selektivablage
- Speischale
- Nassabsaugung
- Duo Bottle-System

Patientenstuhl:

- Motorische Kopfstütze mit Magnetkeil
- Kreuzfußschalter
- Polsterfarbe nach Wunsch aus Farbpalette

Weitere Ausstattung:

- LED-Behandlungsleuchte
- Trayarm mit Traytablett für 2 Normtrays (Modell Faro)
- Elektrischer kabelgebundener Fußschalter
- Lack RAL 9003 weiß,
- Voraussetzung: Rückgabe einer Siemens M1

Optionen und Dienstleistungen:

Mehrpreis, wenn keine Siemens M1 zurückgegeben wird.	€ 1.500,- zzgl. MwSt.
Mehrpreis zweiter Lichtmotor Bien-Air MX2 LED, kollektorlos (100 – 40.000 U/min)	€ 1.750,- zzgl. MwSt.
Fremdgeräteanschluss (Luft, Wasser, Strom)	€ 610,- zzgl. MwSt.
Mehrpreis Amalgamabscheider statt Nassabsaugung	€ 1.850,- zzgl. MwSt.
Mehrpreis Trayarm mit Bremse (Modell Thomas) statt Trayarm mit Arretierung	€ 400,- zzgl. MwSt.
Kompatibilitäts-Check	€ 220,- zzgl. MwSt.
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät, wenn es sich nicht um eine M1 handelt (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin + € 200,- zzgl. MwSt.)	€ 650,- zzgl. MwSt.
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV	€ 1.190,- zzgl. MwSt.
Transportkosten	€ 450,- zzgl. MwSt.