



Omnisept IMP

Kanister 10 Liter



Artikelnr.: 79231
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 10.365 kg
Höhe: 303 mm
Breite: 199 mm
Länge: 236 mm

€ 38,33

Zzgl. MwSt.

Kanister 10 Liter

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion von Abformungen. *Omnisept IMP* beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. *Omnisept IMP* ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahntechnischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikon, Alginat und Hydrokolloid. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (*Candida albicans*), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe) und Rota-Viren. Einwirkzeiten nach den Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute* Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln!

*(kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Minuten)