



Diamanten 827

Packung 5 Stück gelb extra fein, FG, Figur 464 Zwiebel, 4 mm, ISO 018



Artikelnr.: 79337
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 38,40

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten gelb extra fein, FG, Figur 464 Zwiebel, Kopflänge: 4 mm, ISO 018

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- Prophylaxe, Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl ISO 018 - 250.000 U/min.