



S1 soft

Packung 300 ml Dose A, 300 ml Dose B, soft putty



Artikelnr.: 79346

Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon

Gewicht: 1.091 kg

Höhe: 78 mm

Breite: 110 mm

Länge: 221 mm

€ 94,78

Zzgl. MwSt.

Packung 300 ml Dose A, 300 ml Dose B, soft putty

Knetbares Silikonabformmaterial zur Anwendung der Doppelmischtechnik Bisico® *S1 soft* hat eine besonders weiche Anmischkonsistenz und Endhärte von ca. 64 shore A. Die Abformung erfolgt ohne übermäßigen Kompressionsdruck, ist von höchster Qualität und kann sowohl in konfektionierten oder individuellen Abformlöffeln erfolgen.