



StatusBlue

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche 4:1, 4 Automix-Tips



Artikelnr.: 79417
Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti
Gewicht: 0.259 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 58 mm
Länge: 103 mm

€ 30,15

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche 4:1, 4 Automix-Tips

Situations-Abformmaterial auf der Basis von A-Silikon. Abformungen für die Provisorienherstellung, Situationsabformungen, Gegenkieferabformungen, zur Fertigung von Tiefziehschienen.

- Sehr hohe Dimensionsstabilität
- Sehr lange Lagerstabilität
- Mehrfach ausgießbar
- Kein lästiges Handanmischen
- Exzellentes Rückstellvermögen
- Ausgießbar nach 10 Minuten