



## Diamanten 805

Packung 5 Stück blau mittel, HP, Figur 012 umgek. Kegel, Kante scharf, 1,5 mm, ISO 012



Artikelnr.: 79418  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 21,98**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten blau mittel, HP, Figur 012 umgekehrter Kegel, Kante scharf, Kopflänge: 1,5 mm, ISO 012

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- blauer Ring - mittel - 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- Modellgusstechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl ISO 010-027 - 50.000 U/min.