

Medit i900



Artikelnr.: 794495

Hersteller: Medit

€ 21.800,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

ALL IN One Package – inkl. Scanner, Halterung, Notebook, 2 Kabeln und 4 Scanspitzen in 2 Größen

- Moderner Intraoralscanner der neuesten Generation mit 10 bit Technologie
- Medit High Performance Notebook
- Touch Band & Pad – Innovative Steuerung wie bei einem Smartphone
- LED mit Haptik Funktion zur Statusanzeige des Scanners (Connecting, UV Desinfektion, Ready, Scanning)
- Unibody-Design für neue Hygiene Standards
- Maximale Bewegungsfreiheit nur 165 g Gewicht
- Erweitertes Sichtfeld zur Erfassung größerer Bereiche bei minimalem Scann Bewegungen
- Super schnelle Scans und ultra realistische Farbwiedergabe
- Scan Tipps in 3 verschiedenen Größen erhältlich (Autoklavierbar)
- Smart Scan Filtering – Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch rausgerechnet

- Medit Ortho Simulation – Visualisierung einer kieferorthopädischen Behandlung
- Medit Smile Design – Visualisierung von prothetischen Restaurationen
- Medit Slint – CAD-Software zur Konstruktion von Schienen
- Medit Model Builder – Software zur Erstellung von druckbaren Modelldatensätzen
- Medit Temporaries – Konstruktionssoftware zur Erstellung von Kronen- und Brücken Provisorien
- Medit Link – DSGVO konforme Cloud-Lösung
- Impression Scanning – Scannen von konventionellen Abformungen
- UV-C LED Desinfektion
- Direkte Anbindung an die Exocad-Software möglich.
- **3 Jahre Garantie**

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Trade-Up

i500

i600

i700

i700 Wireless

Loyalitätsprogramm (Für Medit Anwender ohne Rückgabe eines Scanners)

Ohne Notebook

Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal