

Heka I



Artikelnr.: 794504

Hersteller: Heka Dental

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

Arztelement:

- Lichtmotor Bien Air MCX
- 3-Wegespritze Luzzani
- Traytisch für 1 Tablett und Kunststoff-Auflage
- Becherhalter
- Zangenhalter
- Instrumentenspülsystem

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger
- Teleskoparm am Stuhl befestigt
- (links/rechts schwenkbar)
- Vorbereitet für Nassabsaugung
- 2 Liter Wasserflasche nach DVGW

Patientenstuhl:

- Auch für schwerste Patienten geeignet
- Komfort-Softpolster
- Notstop

Weitere Ausstattung:

- Fußanlasser Standard mit Bügel
- Behandlungsleuchte Maia LED mit Aufbaustange
- Integrierter Anschlusskasten

- Lack weiß, Polster nach Wahl
- 1 Jahre Garantie + 1 weiteres Jahr Ersatzteilgarantie (Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Zweiter Lichtmotor
Zahnsteinentfernungsgerät mit LED, Suprasson
Licht-Turbineneinrichtung
Wasserblock nach DVGW statt Bottle
Funkfußanlasser, statt kabelgebunden
SuperSoft-Memory-Polster
Optional Bodenplatte (nach Prüfung der baulichen Gegebenheiten)
3 weitere Jahre Ersatzteilgarantie (nach dem 1. Jahr Vollgarantie)
Arbeitsstuhl Vela Samba 150
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten