



"Speikodent"-Modellkästen

Stück Typ I gelb



Artikelnr.: 79481
Hersteller: Speiko Dr. Speier GmbH
Gewicht: 0.098 kg
Höhe: 101 mm
Breite: 105 mm
Länge: 265 mm

€ 3,58

Zzgl. MwSt.

Stück Modellkasten Typ I gelb

Formstabile Modellkästen zur Archivierung von Modellen.

- Auf engstem Raum stapelbar, daher sehr platzsparend
- Mit praktischem Etikettiersystem, ohne mühevolles Ablösen, durch Austausch der Beschriftungskärtchen

- Typ I : für 4 Modelle (L x H x B) 24,2 x 8,5 x 7 cm
- Typ II : für 5 Modelle (L x H x B) 30,6 x 8,5 x 7 cm