



SPEIKORANGE

Flasche 270 ml



Artikelnr.: 79485

Hersteller: Speiko Dr. Speier GmbH

Gewicht: 0.282 kg

Höhe: 181 mm

Breite: 53 mm

Länge: 76 mm

€ 13,46

Zzgl. MwSt.

Flasche 270 ml

Unerreicht in der Wirkung und dabei sparsam. Säubern von Abformlöffeln und Instrumenten von Pasten und Abformmaterialien, auf Alginat-, Silikon-, Polyether- und Polysulfidbasis, sowie von Zinkoxid-Eugenol Material. Für alle V2A-Stahlflächen geeignet. Im Gegensatz zu allen Orange-Solvents ist **SPEIKORANGE** reines Orangenöl.

- Reines Orangenöl, daher besonders sparsam im Verbrauch
- Besonders hohe Reinigungskraft
- Frischer Orangenduft
- Zum Entfernen von Abdruckmaterialien auf Alginat-, Silikon-, Polyether- und Zinkoxid- Basis
- Reinigt hervorragend Edelstahlflächen wie Abformlöffel, Instrumente und Geräteoberflächen
- Durch Wasser leicht zu entfernen